

風しん予防接種費補助が可能な風しん抗体価検査抗体価一覧

測定キット名	検査方法	抗体価（単位等）
風疹ウイルスH I 試薬「生研」	赤血球凝集抑制法 （H I 法）	1.6 倍以下 （希釈倍率）
R-H I 「生研」	赤血球凝集抑制法 （H I 法）	1.6 倍以下 （希釈倍率）
ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG	酵素免疫法 （E I A 法）	8.0 未満 （EIA 価）
エンザイグノスト B 風疹/IgG	酵素免疫法 （E I A 法）	3.0 未満 （国際単位（IU）/ml）
バイダス アッセイキット RUB IgG	蛍光酵素免疫法 （E L F A 法）	4.5 未満 （国際単位（IU）/ml）
ランピア ラテックス RUBELLA	ラテックス免疫比濁法 （L T I 法）	3.0 未満 （国際単位（IU）/ml）
アクセス ルベラIgG	化学発光酵素免疫法 （C L E I A 法）	4.5 未満 （国際単位（IU）/ml）
i-アッセイCL 風疹IgG	化学発光酵素免疫法 （C L E I A 法）	1.4 未満 （抗体価）
BioPlex MMRV IgG	蛍光免疫測定法 （F I A 法）	3.0 未満 （抗体価AI）
BioPlex ToRC IgG	蛍光免疫測定法 （F I A 法）	3.0 未満 （国際単位（IU）/ml）
Rubella-Gアボット	化学発光免疫測定法 （C L I A 法）	2.5 未満 （国際単位（IU）/ml）
ランピア ラテックス RUBELLA II	ラテックス免疫比濁法 （L T I 法）	3.5 未満 （国際単位（IU）/ml）
バイオライン ルベラ IgG/IgM	イムノクロマト法 （I C A 法）	陰性